




なごや福祉用具プラザ広報誌

何かと出会って 新たな発見

暮らしほつとワーク

—バリアフリーへのかけ橋—



Vol.40
July 2010

**今号の
CONTENTS
もくじ**

介護保険を利用する方、介護する家族の方のための住宅改修の知識
**介護保険を利用した
住宅改修の知識講座 その1** … P2~3
福祉用具。使ってみました! … P4

新ネタ発信 P5
製作・改造事例の紹介 P6
リサイクル相談事業部より P7
なごや福祉用具プラザ介護者教室レポート … P8



福祉用具。使ってみました！

車いすシーティング編

前号でご紹介した展示品を実際に使ってみました。

今回は、ティルト機構の付いた車いすに姿勢を保持する座クッション、バックサポート、アームサポート、腕まくらを取り付け職員が体験しました。

**マイバディ
腕まくら**



車いすに座った状態で姿勢を安定させます。前方へ姿勢が崩れやすい方が腕を置いて使います。

**マイバディ
バックサポート・
ディープ**



姿勢が横へ崩れやすい方に。体側(わき腹)を広く支えます。

**車いすクッション
メリディアン**



2個のバルブにより空気を放出し、体の形にフィットすることができます。床ずれ防止効果と座位保持が特徴です。

**車いす
TRC-2**



コンパクトで多機能なティルト&リクライニング。豊富な調整機能、折りたたみ機能など魅力多彩。足踏み式駐車ブレーキ標準装備。

**マイバディ
広幅アーム
サポート**

幅広アームサポートで姿勢の崩れを防ぎます。片マヒなどで腕がずり落ちやすい方におすすめです。

感想

腰の周りが広い面積でしっかりと支えられ、楽に座り続けることができたとのことです。頭部の支持もあり、体全身を支えることによりズレが少ない座位姿勢をとることが出来ました。バックサポートを背中に入れた分だけ座る位置が前に出たため、写真では車椅子のティルト機構を使い、背もたれと座面に角度をつけ、よりしっかりと座れるように工夫をしています。車椅子、クッションを工夫することで快適な環境を提案します。





製作・改造事例の紹介

プラザのご利用者さんへ道具を提供し、ご本人の生活が豊かになった例を紹介します。

ご本人はリウマチ（身体障害者手帳1級所持）によって手指が不自由な方です。色がすでに気に入ったクシを購入しましたが、柄が短くて使えないとのことで、柄を長くしてほしいと要望されました。そこで、以下のようにクシの柄を延長して本人に使いやすく改造しました。

材料は身近で手に入るものばかりですし、簡単に作ることができます。

材料リスト

- | | |
|---------------|----|
| ● 透明塩ビパイプ | 1本 |
| ● 透明アクリル角ブロック | 1個 |
| ● ゴムキャップ(黒色) | 1個 |

材料費は合計300円程度

作り方

アクリル角ブロックを三角形に切り、クシの折れ曲がる所の間に接着して角度をつけます。なお接着面は1か所でクシの折りたためる機能は残します。

次に塩ビパイプを必要な長さに切り、一方を熱して柔らかくした後、クシの柄を挿入します。挿入部の形を整え、抜けないようにして完成です。

使い方

バッグから、このクシを取り出し、折りたたんだ状態から伸ばします。そして手に持って髪をとかします。なお本人の希望で延長した柄部分をピンク色に塗装しました。

これによって、ご本人はお好みのクシを使うことができ、おしゃれも楽しめるようになりました。



クシに柄を付けた自助具



使っている様子

なごや福祉用具プラザでは福祉用具の製作・改造を通じて、ご本人やご家族等の生活を豊かにするお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

